



SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
KRS 0000004020, REGON 431019046, NIP 946-21-60-056
Nr konta: 08 8025 0007 0710 1863 2000 0010

www.snzoz.lublin.pl; Telefax: 81 744 10 79; Telefony: Centrala 81 744 30 61; Dyrektor 81 744 09 66;
Z-ca Dyr. ds. Adm.-Tech. 81 72 86 404; Z-ca Dyr. ds. Lecz. 81 72 86 403; Z-ca Dyr. ds. Piel. 81 72 86 377; Izba Przyjęć 81 744 14 55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa osprzętu dla pacjentów do instalacji tlenowej wewnętrznej - pomieszczeń budynku N w celu utworzenia oddziału zakaźnego z przeznaczeniem do hospitalizacji pacjentów zarażonych COVID-19- SZNSPZOZ.N-ZP-3731-26/20/AP

1. Nazwa i adres siedziby zamawiającego

**Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin**

2. Data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną
20.04.2020 Lublin

3. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług

- **Dozownik tlenu DTM do gniazda typu AGA - wersja z butelką wielokrotnego użytku – 20,- szt.**
 - Dozownik tlenu medycznego DTM (przepływomierz, regulator) jest przeznaczony do podawania tlenu pacjentowi z centralnej instalacji tlenu poprzez punkt poboru tlenu.
 - Produkowany jest w systemie AGA.
 - Umożliwia płynną regulację ilości podawanego tlenu w zależności od potrzeb, przy pomocy pokrętki. – Podawany pacjentowi tlen jest pod odpowiednim ciśnieniem oraz odpowiednio nawilżony.
 - Dozownik tlenu może być wyposażony w butelkę wielorazowego użytku lub przeznaczony do użytkowania z pojemnikami jednorazowymi typu RespiFlo czy AquaPack.
 - Dozownik tlenu wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa (zawór nadmiarowy) powodujący że przypadku przypadkowego skręcenia czy zatkania się drenu, przez który tlen podawany jest do pacjenta nadmierne ciśnienie zostanie w bezpieczny sposób odprowadzone.

Charakterystyka techniczna dozownika:

• zakres regulacji /przepustowość/	0–15 dm ³ /min
• min. ciśnienie wlotu	0,1 MPa
• max. ciśnienie wlotu	0,6 MPa
• temperatura pracy	+5 °C do + 40°C

- **Butelka wielokrotnego użytku dozownika tlenu DTM, kompatybilna z zaferowanym dozownikiem – 10,- szt.**

DANE TECHNICZNE :

- Część zamienna do dozownika tlenu DTM
- Butelkę wielokrotnego użytku można myć, dezynfekować, sterylizować w atmosferze tlenu etylenu (w temp. do 60°C) lub sterylizować w autoklawie (w temp. 124°C).

4. Cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;

Cena brutto oferty wybranej: 6 387, 00 zł

5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; Towar niezbędny do wykonania czynności przygotowania oddziału na przyjęcie pacjentów, a tym samym spełniające wymagania ochrony zdrowia publicznego

6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa

AwaMed-Medizintechnik

Arkadiusz Warzyński

ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn

DYREKTOR
Szpitala Neuropsychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego ZOZ

dr n. med. Piotr Dreher